SINGLE HEAD STETHOSCOPE ST-71

Features

- Comfortable fit
- · High quality
- · Ear tips with soft cone-shaped bell

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Consists of lightweight aluminum chest piece, adjustable chrome plated brass binaural, with durable one-piece molded PVC «Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.

 Date of production is indicated on the packaging: first and second digit – production quarter. Last four digits – lot number. Third and fourth digit – the week of the production year, fifth and sixth digit - the production year.

Инструкция по эксплуатации Стетоскоп серии ST, модель ST-71 с односторонней головкой

- Удобство использования
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, лёгких и других органов. Область применения: лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование. Противопоказания: противопоказаний не выявлено. Составные части: головка стетоскопа односторонняя, трубка бинауральная хромированная с наружной пружиной, трубка У-образная из литого поливинилхлорида, ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы. Очистка: протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

Изделия зарегистрированы в M3 РФ № ФСЗ 2012/12935 от 21.09.2012 г. Согласно Закону о Защите Прав Потребителей срок службы приборов - не менее 10 лет



Y-Tubing Трубка У-образная звукопроводящая



Ограничение по температуре хранения

соответствия

Знак









Перед использованием

прочтите данную инструкцию

прибора внимательно

по эксплуатации



ΕN

RU







Может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами

Производитель: Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland Адрес завода - изготовителя: ONBO Electonic (Shenzhen) Co., Ltd., No. 497, Ta Laneg Nan Road, Ta Laneg Street, Baoan District, Shenzhen, China Сделано в Китае

• Дата производства указана на упаковке: первая и вторая цифры – квартал производства. Последние четыре цифры – номер партии.Третья и четвертая цифры – неделя производства, пятая и шестая – год производства

Уполномоченный представитель производителя Microlife AG в России ООО «МИП-Тест», 123001 Москва, Ермолаевский пер., д.22-26, стр.1

Телефоны бесплатной горячей линии:

Часы работы: пн.-пт. 09:00 - 17:00 (время московское) для Москвы: +7 (499) 390 18 33 Часы работы: пн.-пт. 09:00 - 17:00 (по местному времени) для регионов: 8 800 550 10 52

EN-RU 1919

DUAL HEAD STETHOSCOPE ST-72

Features

- · Comfortable fit
- · High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Bell with non-chilling ring
- Ear tips with soft cone-shaped bell
- Opposite direction, two feature function

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Consists of an aluminium chest piece with a non-chilling ring and bell which faces in opposite directions and has a two feature function. Turning on a convertible axis to function each head is an adjustable chrome plated brass binaural, with durable one-piece moulded PVC «Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.

. Date of production is indicated on the packaging: first and second digit - production quarter. Last four digits - lot number. Third and fourth digit - the week of the production year, fifth and sixth digit - the production year.

Инструкция по эксплуатации Стетоскоп серии ST, модель ST-72 с двусторонней головкой

- Удобство использования • Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики
- Головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.
- Двусторонняя многофункциональная головка.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, легких и других органов. Область применения: лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование. Противопоказания: противопоказаний не выявлено. Составные части: головка стетоскопа двусторонняя с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом, трубка бинауральная хромированная, трубка Y-образная из литого поливинилхлорида, ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы. Очистка: протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

EΝ

RU

Внимание! Изделия зарегистрированы в МЗ РФ № ФСЗ 2012/12935 от 21.09.2012 г. Согласно Закону о Защите Прав Потребителей срок службы приборов - не менее 10 лет.



Ограничение по температуре хранения -20 - +70 °C







СЕ Сертификация СЕ



microlife

Ear tips

Binaural

Трубка

бинауральная

Ушные оливы

Chest piece

стетоскопа

двусторонняя

Трубка Ү-образная

звукопроводящая

Головка

Y-Tubina






Знак



Перед использованием прибора внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации



Производитель: Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland Адрес завода - изготовителя: ONBO Electonic (Shenzhen) Co., Ltd., No. 497, Ta Laneg Nan Road,

Ta Laneg Street, Baoan District, Shenzhen, China Сделано в Китае • Дата производства указана на упаковке: первая и вторая цифры – квартал производства. Последние четыре цифры – номер партии. Третья и четвертая цифры - неделя производства, пятая и шестая - год производства.

Уполномоченный представитель производителя Microlife AG

в России ООО «МИП-Тест», 123001 Москва, Ермолаевский пер., д.22-26, стр.1

Телефоны бесплатной горячей линии: Часы работы: пн.-пт. 09:00 - 17:00 (время московское) для Москвы: +7 (499) 390 18 33

Часы работы: пн.-пт. 09:00 - 17:00 (по местному времени) для регионов: 8 800 550 10 52

www.microlife.com

