

GB BP B1 Classic-a RU-V5 5223

microlife®



BP B1 Classic
Прибор для измерения артериального давления



5 лет гарантии



АДАПТЕР В ПОДАРОК



Краткая инструкция и информация о товаре
www.microlife.ru/b1-classic

microlife®

Обнаружение нерегулярного сердцебиения
IHB
Раннее оповещение о возможных аритмиях сердца



BP B1 Classic
Прибор для измерения артериального давления



5 лет гарантии



АДАПТЕР В ПОДАРОК

IHB (irregular Heartbeat) анализирует частоту сердечных сокращений и указывает на нерегулярное сердцебиение во время каждого измерения артериального давления.



Если во время измерения возникает нерегулярное сердцебиение, на дисплее отображается символ IHB. Прибор для измерения артериального давления Microlife сразу сообщает Вам о возникновении нерегулярного сердцебиения во время проведения измерений.



Технология Gentle+

- Контроль оптимальной скорости и давления
- Предотвращает переполнение для максимального комфорта во время измерения артериального давления



Память на 1040 измерений и отображение среднего значения

- Память на 30 измерений для долгосрочного отслеживания вашего артериального давления
- С датой и временем
- Отображает среднее значение всех сохраненных показаний

Клинически подтверждено

Высочайшая точность измерения A / A класс по Британскому и Ирландскому обществу гипертонии (BHS)

Производитель
Microlife AG, Швейцария
Адрес: Эспенштрассе 139
9443 г. Виднау, Швейцария
Место производства:
ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Китай
Адрес: No. 138 Huasheng Road,
Langkou Community Dalang Street,
Longhua District, Shenzhen China

Казахстан Республикасындағы ресми дистрибьютор:
ТОО «Виста Мед»
Казахстан Республикасы, 050045, Алматы қ.,
Нұр Алатау шағынауданы, Қакімбек Салықов к-сі, 10
Т: +7 (727) 298 70 25
info@vistamed.kz · www.vistamed.kz

microlife®

BP B1 Classic
Прибор для измерения артериального давления

KZ | Тонмометр

- Аритмияны анықтауға арналған IHB технологиясы
- Gentle+ көмегімен жылдамдық пен қысымды оңтайлы бақылау
- 30 өлшемді жады

KG | Артериялық басымды өлчөө үчүн тонометр

- Аритмияны аныктоо үчүн IHB технологиясы
- Gentle+ жардамы менен ылдамдыкты жана басымды оптималдуу көзөмөлдөө
- 30 өлчөө үчүн эс тутум

TM | Gan basyşyny ölçeyän enjam

- Aritmiýany kesgitlemek üçin IHB tehnologiyasy
- Gentle+ tehnologiyasynyň kömegi arkaly tizligiň we basyşyň iň amatly gözgegiigi
- 30 sany ölçegi ýatda saklamak

UZ | Qon bosimi va yurak urish tezligini o'lchash vositasi

- Aritmiyani aniqlash uchun IHB texnologiyasi
- Gentle+ texnologiyasi yordamida optimal tezlik va bosim nazorati
- 30 o'lchov uchun xotira

РУ № РЗН 2022/18591 от 18 октября 2022 г.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
• Уполномоченный представитель производителя в России:
ИТТ Перминова Яна Геннадьевна
Тулунки обл. / Ереван 201003 ул. Ломоносова, д. 10, к. 303
Адрес: Представительства Microlife AG в РФ:
г. Москва, 125010, Ботанический Кооперативный переулок, д. 22, стр. 1, офис 22
Факс: +7 (495) 261 1100; e-mail: microlife@vistamed.com
Москва: 8 (800) 686 81 75; для регионов: 8 (800) 770 01 42
• Контактная информация и телефоны по странам СНГ: www.microlife.ru/contact



Ранние оповещения о возможных аритмиях сердца



Технология Gentle+: контроль оптимальной скорости и давления для комфортного измерения



Легко читаемая классификация результатов артериального давления



Память на 30 измерений и отображение средних значений



Удобная манжета для распространенных размеров рук (22-42 см)



Индикатор правильного надевания манжеты




Дата и время

www.microlife.ru

BP B1 Classic

Мод. № BP B1 Classic
Размер: (Д)124 x (Ш) 92 x (В) 61 мм
Вес брутто: 251 г (с батареями, без манжеты)
Аккумулятор: 4 шт. 1,5 В (AAA) щелочные батареи
Диапазон измерения: 20 - 280 мм.рт.ст.
Microlife является зарегистрированным товарным знаком
Условия эксплуатации: 10° - 40° С
Условия хранения: от -20 до +55° С
15 - 90% относительной максимальной влажности



www.microlife.ru

